



Auswahlhilfe
CONELOG[®] Gingivaformer
und Abformpfosten

Formkongruentes Emergenzprofil


Für CONELOG® Gingivaformer und Abformpfosten

Eine stabile Weichgewebemanschette ist in mehrfacher Hinsicht für den Erfolg der Implantattherapie entscheidend. Nicht nur, dass eine gesunde Gingiva maßgeblich für den Erhalt des marginalen Knochens verantwortlich ist, sie sorgt auch für eine natürliche und optimierte Rot-Weiß-Ästhetik der Implantatrekonstruktion.

Mithilfe der CONELOG® Gingivaformer kann das Weichgewebe optimal ausgeformt beziehungsweise konditioniert werden. Je nach vorgesehendem definitivem Abutment oder Art der Weichgewebeausformung mit Gingivaformern **zylindrisch** oder **wide body** sind Abformpfosten mit formkongruentem Emergenzprofil verfügbar. Diese werden sowohl für die offene als auch die geschlossene Löffeltechnik angeboten. Aufgrund der formkongruenten Komponenten wird einem Kollabieren der Weichgewebemanschette vorgebeugt. Die Abläufe sind intuitiv und trotzdem flexibel – die bestmögliche standardisierte Vorbereitung des Weichgewebes für die Aufnahme einer Implantatkrone und den langzeitstabilen Erfolg.

Weitere Produktmerkmale auf einen Blick

- **Sterile Lieferung**
Direktes Einbringen im Mund – keine Aufbereitung notwendig.
- **Anschraubsicherung**
Die Schraube kann nur bei korrektem Sitz des Abformpfostens angezogen werden.
- **Gehaltene Schraube**
Die Halteschraube wird sowohl im Abformpfosten offener Löffel als auch geschlossener Löffel vor dem Herausfallen gesichert.



Auswahlhilfe

Gingivaformer und Abformpfosten gemäß bevorzugter Abformtechnik



Gingivaformer

Abformpfosten
offener Löffel

Abformpfosten
geschlossener Löffel

zylindrisch



C2015.XXY0



C2125.XX00



C2115.XX00

wide body



C2014.XXY0



C2124.XX00



C2114.XX00




Produktdetails Gingivaformer und Abformpfosten

zylindrisch


	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
	CONELOG® Gingivaformer, zylindrisch steril Material Titanlegierung	C2015.3320	3.3 mm	2.0 mm	3.3 mm
		C2015.3340		4.0 mm	3.3 mm
		C2015.3360		6.0 mm	3.3 mm
		C2015.3820	3.8 mm	2.0 mm	3.8 mm
		C2015.3840		4.0 mm	3.8 mm
		C2015.3860*		6.0 mm	3.8 mm
		C2015.4320	4.3 mm	2.0 mm	4.0 mm
		C2015.4340		4.0 mm	4.0 mm
		C2015.4360*		6.0 mm	4.0 mm
		C2015.5020	5.0 mm	2.0 mm	4.7 mm
		C2015.5040		4.0 mm	4.7 mm
		C2015.5060*		6.0 mm	4.7 mm




* zur Bissnahme geeignet

Gingivaformer sind nur für den Einmalgebrauch und dürfen nicht resterilisiert werden.

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	CONELOG® Abformpfosten, offener Löffel, zylindrisch inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril Material Titanlegierung	C2125.3300	3.3 mm
		C2125.3800	3.8 mm
		C2125.4300	4.3 mm
		C2125.5000	5.0 mm
	CONELOG® Abformpfosten, geschlossener Löffel, zylindrisch inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril Material Titanlegierung/PBT	C2115.3300	3.3 mm
		C2115.3800	3.8 mm
		C2115.4300	4.3 mm
		C2115.5000	5.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) Material PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm

wide body

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH	G Ø
	CONELOG® Gingivaformer, wide body steril Material Titanlegierung	C2014.3340	3.3 mm	4.0 mm	4.8 mm
		C2014.3360		6.0 mm	4.8 mm
		C2014.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.3 mm
		C2014.3860		6.0 mm	5.3 mm
		C2014.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.8 mm
		C2014.4360		6.0 mm	5.8 mm
		C2014.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.5 mm
		C2014.5060		6.0 mm	6.5 mm

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	CONELOG® Abformpfosten, offener Löffel, wide body inkl. Halteschraube (Halteschraube kann mit einem Schraubendreher, Hex, extraoral um 3 mm gekürzt werden), steril Material Titanlegierung	C2124.3300	3.3 mm
		C2124.3800	3.8 mm
		C2124.4300	4.3 mm
		C2124.5000	5.0 mm
	CONELOG® Abformpfosten, geschlossener Löffel, wide body inkl. Repositionshilfe, Kappe für Bissnahme und Halteschraube, steril Material Titanlegierung/PBT	C2114.3300	3.3 mm
		C2114.3800	3.8 mm
		C2114.4300	4.3 mm
		C2114.5000	5.0 mm
	Repositionshilfe für Abformpfosten, geschlossener Löffel (6 Stück) Material PBT	J2111.3310	3.3 mm
		J2111.3810	3.8 mm
		J2111.4310	4.3 mm
		J2111.5010	5.0 mm

Distributor Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Distributor Österreich

Alltec Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Distributor Schweiz

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch
eshop.camlog.ch

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

CONOLOG® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH.