




**CAMLOG®**  
SYSTEM



**CONELOG®**  
SYSTEM



# **CAMLOG® UND CONELOG® IMPLANTATANALOGUE UND STEG-IMPLANTATANALOGUE**

für gedruckte und gegossene Modelle



**a perfect fit™**

**camlog**

# MIT DEN NEUEN IMPLANTATANALOGEN UND STEG-IMPLANTATANALOGEN SCHLIESST CAMLOG DIE LÜCKE IM DIGITALEN WORKFLOW

Die neuen Implantatanalogue und Steg-Implantatanalogue für CAMLOG® und CONELOG® sind für die Verwendung in gedruckten Kunststoffmodellen konzipiert.

Intraoral erfasste Scandaten können mit Hilfe von zusätzlichen Designmodulen in der CAD-Software in ein gedrucktes Modell übertragen werden. Die Steckplatzgeometrie der Implantatanalogue und der Steg-Implantatanalogue sind in CAD-Bibliotheken hinterlegt und unter [www.camlog.com](http://www.camlog.com) abrufbar.

## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- hochpräzise, lagestabile Analogue
- geringe Bauteilhöhe – reduzierte Druckzeit und Materialeinsatz
- einteilige Analogue mit Einrastfunktion – einfache und sichere Anwendung
- CAD-Bibliotheken für 3Shape, exocad und Dental Wings mit optimal auf die Analogue abgestimmten Steckplatzgeometrien
- verschraubbarer Handgriff zum Eindrücken der Implantatanalogue ins gedruckte Modell
- alle Analogue auch für gegossene Modelle verwendbar
- Analogue für das CAMLOG® und CONELOG® Implantatsystem



**CAMLOG® IMPLANTATANALOG, Titanlegierung**

ART.-NR. K3025.3300 K3025.3800 K3025.4300



FÜR IMPLANTAT-Ø 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm

K3025.5000 K3025.6000



5.0 mm 6.0 mm

**CONELOG® IMPLANTATANALOG, Titanlegierung**

ART.-NR. C3025.3300 C3025.3800 C3025.4300



FÜR IMPLANTAT-Ø 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm

C3025.5000



5.0 mm

**HANDGRIFF FÜR CAMLOG®/CONELOG® IMPLANTATANALOG**


Verschraubbar, zum Eindrücken der CAMLOG®/CONELOG® Implantatanalogue ins gedruckte Modell, Stahl rostfrei

ART.-NR. J3025.0010



FÜR IMPLANTAT-Ø 3.3/3.8/4.3 mm

J3025.0015



5.0/6.0 mm



**STEG-IMPLANTATANALOG FÜR CAMLOG® UND CONELOG® STEGAUFBAUTEN, Stahl rostfrei**

ART.-NR. J3025.4300



FÜR IMPLANTAT-Ø 3.3/3.8/4.3 mm

J3025.6000



5.0 mm

**EINDREHINSTRUMENT FÜR GERADE STEGAUFBAUTEN**


Verschraubbar, zum Eindrücken der Steg-Implantatanalogue ins gedruckte Modell, Stahl rostfrei

ART.-NR. J5300.0021



FÜR IMPLANTAT-Ø 3.3/3.8/4.3 mm

J5300.0025



5.0 mm



Nicht alle Produkte von CAMLOG sind in allen Ländern erhältlich.

#### **DEUTSCHLAND**

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland  
info.de@camlog.com | www.camlog.de

KUNDENSERVICE

Telefon +49 7044 94 45-100 | Fax +49 800 94 45-000

#### **SCHWEIZ**

CAMLOG Schweiz GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz

Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | vertrieb@camlog.ch | www.camlog.com

#### **ÖSTERREICH**

ALLTEC Dental-GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich

Telefon +43 5572 37 23 41 | Fax +43 5572 37 23 41 404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

#### **HEADQUARTERS**

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz

Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com

Hersteller CAMLOG® und CONELOG® Produkte: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland

**camlog**