



CAMLOG[®]
SYSTEM



CONELOG[®]
SYSTEM




WASCHTRAY CHIRURGIE



a perfect fit™

camlog

MASCHINELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION DER PROGRESSIVE-LINE UND SCREW-LINE INSTRUMENTE IM BESTÜCKTEN WASCHTRAY



Überzeugende Vorteile:

- Spülung / maschinelle Reinigung aller Komponenten
- Kein zusätzliches Sortieren der Teile in der OP-Vorbereitung
- Übersichtlich durch bekannte Bedienungsführung
- Herstellerinformationen zur Aufbereitung nach EN ISO 17664 (in separater Gebrauchsanweisung)

Eine saubere Sache





Waschtray zur maschinellen Aufbereitung und Sterilisation von PROGRESSIVE-LINE bzw. SCREW-LINE Instrumenten:

Die Gitterstruktur des Waschtrays ermöglicht die Spülung aller Komponenten im Thermo-desinfektor.

Durch die reproduzierbare, maschinelle Reinigung wird Arbeitszeit gespart. Es ist kein zusätzliches Umsortieren der Komponenten erforderlich.




Das CAMLOG Waschtray ist kompatibel z. B. mit dem Aesculap Sterilisationscontainer JN094 mit Aesculap Papierfilter JF166.

Das Waschtray ist ideal für Arztpraxen und zentrale Aufbereitungszentren.



| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---------------|--|
| J5300.8970 | Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE (inkl. Schablone – ohne Inhalt) |
| J5300.1070 | Schablone für Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE, PPSU |
| J5300.8968 | Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONOLOG® SCREW-LINE (inkl. Schablone – ohne Inhalt) |
| J5300.1068 | Schablone für Chirurgie-Wasch-Tray CAMLOG® / CONOLOG® SCREW-LINE, Aluminium |

Die Haltehülsen sind austauschbar.

| | | |
|---|------------|--|
|  | J5300.1024 | Ersatz-Halتهülse für Instrumente mit ISO Schaft, CAMLOG® / CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE Wasch-Trays, Ø 1.8 - 3.5, reesterilisierbar, Material: PEEK. |
|  | J5300.1026 | Ersatz-Halتهülse für Instrumente manuell/Ratsche, CAMLOG® / CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE Wasch-Trays, Ø 5.2 - 7.0, reesterilisierbar, Material: PEEK. |
|  | J5300.1027 | Ersatz-Halتهülse für Tiefenstopps, CAMLOG® / CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE Wasch-Trays, Ø 2.5 - 5.0, reesterilisierbar, Material: PEEK. |

DEUTSCHLAND

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
info.de@camlog.com | www.camlog.de

KUNDENSERVICE

Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000

SCHWEIZ

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | sales@camlog.com | www.camlog.com

ÖSTERREICH

Alltec Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 37 23 41 | Fax +43 5572 37 23 41 404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

Weitergehende Informationen zu den Produkten sind in
der jeweiligen CAMLOG Landesvertretung erhältlich.

HEADQUARTERS

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
info@camlog.com | www.camlog.com