

LOCATOR R-TX[®] REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM
INFORMATIONEN ZUR PRODUKTBESTELLUNG UND PREISLISTE




LOCATOR R-Tx[®] REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM

Jeder LOCATOR R-Tx[®] Aufbau wird in einer praktischen All-in-One Verpackung geliefert. Diese beidseitig zu öffnende Phiole ist durch einen Trennsteg separiert. Sie enthält das Abutment und das Retentionsgehäuse mit verschiedenen Einsätzen sowie den Ausblockring.



AUSWAHL DER PASSENDEN GINGIVAHÖHE FÜR DEN LOCATOR R-TX[®] AUFBAU



1. Mit einer Parodontalsonde die Höhe von der Implantatschulter bis zum höchsten Punkt der Gingiva messen.
2. Entsprechende Gingivahöhe des LOCATOR R-Tx[®] Aufbaus auswählen. Beispielsweise bei 2 mm Gingivahöhe den Aufbau mit 2 mm Gingivahöhe auswählen, bei 2.5 mm Gingivahöhe den Aufbau mit 3 mm Gingivahöhe auswählen. Der Retentionsbereich des Aufbaus reicht weitere 2 mm über die Gingiva hinaus, um die Verankerung mit dem Retentionsgehäuse mit eingesetztem Nylon-Retentionseinsatz zu ermöglichen.

LOCATOR R-Tx®

Die nächste Generation des weltweit führenden Deckprothesen-Verankerungssystems

Der LOCATOR R-Tx®:


Ein einfacheres, stärkeres und besseres System, das auf die gleiche Versorgungsform setzt wie der bewährte LOCATOR®.

Zest Dental Solutions® hat über 40 Jahre Erfahrung im Bereich innovativer Verankerungssysteme für herausnehmbare, implantatgetragene Prothesen.

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg hat das LOCATOR Removable Attachment System ein enormes Wachstum erfahren und sich zu einem Marktführer im Bereich implantatgestützter Prothesenverankerungssysteme entwickelt, dem Dentalhersteller, Anwender und Patienten gleichermaßen vertrauen.

Denn alles summiert sich zu einer vereinfachten Produkthanwendung, einer besseren Patientenzufriedenheit und einem größeren Vertrauen.

Der LOCATOR R-Tx® ist aufgrund des neuen Designs und der funktionalen Weiterentwicklungen ein willkommener Ersatz für den originalen LOCATOR®. Patienten haben außerdem ihre Freude an der verbesserten Benutzerfreundlichkeit und der optimierten Ästhetik.



LOCATOR R-Tx[®] REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM

Bestellinformation

LOCATOR R-Tx[®] ABUTMENTS SIND FÜR FOLGENDE IMPLANTATLINIEN VON CAMLOG VERFÜGBAR:

Für die Bestellung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

1. Name der Implantatlinie (CAMLOG, CONELOG oder iSy)
2. Implantatdurchmesser (außer bei iSy)
3. Gingivahöhe (gemessen bis zum höchsten Punkt des Weichgewebes)

IMPLANTATLINIE	LOCATOR R-Tx [®] Aufbauten (Enthält: Aufbau, Retentionsgehäuse und notwendige Einsätze)					
	GINGIVAHÖHEN					PREIS [EUR]
	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	
CAMLOG[®] IMPLANTATE						
Ø 3.3 mm	30800-01	30800-02	30800-03	30800-04	-	159.00
Ø 3.8 mm	30801-01	30801-02	30801-03	30801-04	30801-05	159.00
Ø 4.3 mm	30802-01	30802-02	30802-03	30802-04	30802-05	159.00
Ø 5.0 mm	30803-01	30803-02	30803-03	30803-04	30803-05	159.00

CONELOG[®] IMPLANTATE*						
Ø 3.3 mm	30805-01	30805-02	30805-03	30805-04	-	159.00
Ø 3.8 mm	30806-01	30806-02	30806-03	30806-04	30806-05	159.00
Ø 4.3 mm	30807-01	30807-02	30807-03	30807-04	30807-05	159.00
Ø 5.0 mm	30808-01	30808-02	30808-03	30808-04	30808-05	159.00

* voraussichtlich verfügbar ab November 2017

iSy[®] IMPLANTATE						
Ø 3.5 mm	30810-01	30810-02	30810-03	30810-04	30810-05	159.00

LOCATOR R-TX® REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM


Zubehörteile

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG		PREIS [EUR] (ohne MwSt.)
SYSTEMKOMPONENTEN			
30001-01	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, grau, KEINE RETENTION, Nylon (4 Stück)		23.00
30002-01	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, blau, LEICHT, Nylon (4 Stück)		23.00
30003-01	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, pink, MITTEL, Nylon (4 Stück)		23.00
30004-01	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, weiss, STARK, Nylon (4 Stück)		23.00
30012-01	LOCATOR R-Tx® Verarbeitungseinsatz, schwarz, Polyethylen (4 Stück)		23.00
J2253.0401	Locator® Ausblockring, weiss, Teflon (20 Stück)		22.00
30013-01	LOCATOR R-Tx® Retentionsgehäuse mit Verarbeitungseinsatz schwarz, Titanlegierung/Polyethylen (4 Stück)		56.00
30014-01	LOCATOR R-Tx® Analog, Ø 3.35 mm, Aluminium (4 Stück)		69.00
30015-01	LOCATOR R-Tx® Analog, Ø 4.0 mm, Aluminium (4 Stück)		69.00
30016-01	LOCATOR R-Tx® Analog, Ø 5.0 mm, Aluminium (4 Stück)		69.00
30017-01	LOCATOR R-Tx® Abformkappe, Polyethylen (4 Stück)		69.00
30018-01	LOCATOR R-Tx® Platzhalter/Doublierhilfsteil, Polyethylen (4 Stück)		31.00
INSTRUMENTE			
30021	LOCATOR R-Tx® Einsetzinstrument für Retentionseinsätze Stahl rostfrei mit Kunststoffgriff		55.00



LOCATOR R-Tx[®]

REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM



VERTRIEB IN DEUTSCHLAND

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
info.de@camlog.com | www.camlog.de
Telefon +49 70 44 94 45-100 | Telefax +49 800 94 45-000



ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

ZEST DENTAL SOLUTIONS
2875 LOKER AVENUE EAST
CARLSBAD, CA 92010
USA

DISTRIBUTED BY:

camlog

CAMLOG BIOTECHNOLOGIES AG
MARGARETHENSTR. 38
4053 BASEL | SCHWEIZ