

ANFORDERUNG

Präparationsrichtlinien

In den folgenden Anforderungsbeschreibungen und der Checklistenmatrix finden Sie die benötigten Unterlagen für die jeweilige Konstruktion. Bitte beachten Sie, dass Ihre optimalen Vorplanungen der Rahmen für die spätere 3D-Konstruktion sind und die Modelle bereits alle Informationen enthalten müssen.



Gezackter, unscharfer Präparationsverlauf		Kleiner Winkel zwischen Stufe und vertikaler Präparation	
Zu stark ausgeprägte Hohlkehle – Regenrinne		Tangentialer Auslauf der Präparation	
Keine sichtbare Präparationsgrenze		Scharfe Kanten	
Präparation mit starker Unterkehlung		Tiefe Präparationen im Fissurenbereich	
Zu wenig retentiv präpariert – zu stark gewinkelte Stumpfwände		Zu dicht liegende Präparationsränder	
Differierende Stumpfwände mit Hinterschnitten			
Präparation im Bereich der Wurzelteilung mit kleinem Innenradius		Differierende Brückenfeiler	
Unschärfe, rauhe Oberfläche			

Quelle: Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein