

Anwendungsbereiche	Maße in mm		Ansichten		
	mesial-distal	vestibulär-oral	approximal	vestibulär	okklusal ¹
Mittlere Inzisiven im Oberkiefer (IGOK)	7.0	6.6			
Mittlere/laterale Inzisiven im Oberkiefer (IKOK)	6.2	6.0			
Eckzähne im Oberkiefer (EGOK)	6.6	6.2			
Eckzähne im Ober- und Unterkiefer, Regio 3 und 4 (EKOK)	5.9	6.1			
Prämolaren im Oberkiefer (PMOK)	5.9	7.1			
Prämolaren im Unterkiefer (PMUK)	6.2	6.3			
Molaren im Oberkiefer (MOK)	8.5	8.7			
Molaren im Unterkiefer (MUK)	8.7	7.3			

Hinweis: Produkte sind in zwei Gingivahöhen verfügbar.

¹ Markierungen sind beispielhaft

CAMLOG® und DEDICAM® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.

Anwendungsbereiche	Maße in mm		Ansichten		
	mesial-distal	vestibulär-oral	approximal	vestibulär	okklusal ¹
Mittlere Inzisiven im Oberkiefer (IGOK)	7.2	6.7			
Mittlere/laterale Inzisiven im Oberkiefer (IKOK)	6.3	6.0			
Eckzähne im Oberkiefer (EGOK)	6.6	6.3			
Eckzähne im Ober- und Unterkiefer, Regio 3 und 4 (EKOK)	6.0	6.1			
Prämolaren im Oberkiefer (PMOK)	5.9	7.1			
Prämolaren im Unterkiefer (PMUK)	6.2	6.3			
Molaren im Oberkiefer (MOK)	8.6	8.7			
Molaren im Unterkiefer (MUK)	8.9	7.3			

Hinweis: Produkte sind in zwei Gingivahöhen verfügbar.

¹ Markierungen sind beispielhaft

CONELOG® und DEDICAM® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.