


CONOLOG[®]
SYSTEM



CONOLOG[®] Multi-unit System

a perfect fit

camlog

Von 0 auf „28“

Mit dem CONELOG® Multi-unit System

Schenken Sie Ihren Patienten das Gefühl einer vollen Bezahnung und damit ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit dem CONELOG® Multi-unit System erhalten zahnlose Patienten die Möglichkeit einer komfortablen, festsitzenden Versorgung auf vier oder sechs Implantaten. Neben okklusal verschraubbaren Brücken für Sofort- und Spätversorgungen, erlaubt das multioptionale System auch herausnehmbare Steg- und ODSecure®-Versorgungen auf geraden und abgewinkelten Multi-unit Abutments.

Vorteile des Multi-unit Systems

- Deutliche Steigerung der Lebensqualität von zahnlosen Patienten
- Kürzere Behandlungszeiten und schonender Behandlungsablauf durch das Vermeiden von aufwendigen Knochenaufbauten
- Kosteneffiziente Lösung durch das Einsparen kostenintensiver augmentativer Maßnahmen
- Mit Sicherheit voll durchstarten! Bei Verwendung von Camlog Originalteilen greift die einzigartige Garantie patient28PRO. Behandler und Patienten sind so im Fall der Fälle optimal abgesichert.

patient28PRO
Schützt Ihre Implantatversorgung



Ein System, MULTI Möglichkeiten!

Die Multi-unit Komponenten bieten eine Fülle an Optionen, um den Patienten mit wenig Zeitaufwand zu versorgen. So stehen neben einteiligen geraden Multi-unit Abutments auch um 17° und 30° abgewinkelte Abutments in unterschiedlichen Gingivahöhen und Durchmessern zur Verfügung.



Prothetische Freiheit

Vielfältige Prothetikkomponenten sind für unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten erhältlich. Dabei haben Sie stets die Wahl: konventioneller oder digitaler Workflow.



Einfaches Handling

Für eine einfache Platzierung der Multi-unit Abutments ins Implantat sorgen je nach Abwinkelung entweder Carriers oder ein PEEK-Handgriff. Letzterer ist durch das biegsame Material PEEK besonders flexibel in seiner Handhabung.







Nie die Orientierung verlieren!


- Hilfreiche Orientierungsschablonen zur Aufbereitung der Kavitäten mit der richtigen Abwinkelung
- Try-ins helfen bei der Auswahl des korrekten Abutments, bei der Überprüfung des korrekten prothetischen Sitzes vor dem Setzen und beim Ablesen der korrekten Gingivahöhe
- Verfügbare Ausrichthilfen werden auf die Einbringpfosten gesetzt und ermöglichen so Korrekturen des gesetzten Implantats

Produktdetails






Multi-unit Abutments

Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH		
	CONELOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ A inkl. Abutmentschraube, steril Material Titanlegierung	C2266.3310	3.3 mm	1.0 mm		
		C2266.3320		2.0 mm		
		C2266.3330		3.0 mm		
		C2266.3340		4.0 mm		
		C2266.3810	3.8 mm	1.0 mm		
		C2266.3820		2.0 mm		
		C2266.3830		3.0 mm		
		C2266.3840		4.0 mm		
		C2266.4310	4.3 mm	1.0 mm		
		C2266.4320		2.0 mm		
		C2266.4330		3.0 mm		
		C2266.4340		4.0 mm		
		C2266.5010	5.0 mm	1.0 mm		
		C2266.5020		2.0 mm		
		C2266.5030		3.0 mm		
		C2266.5040		4.0 mm		
	CONELOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ B inkl. Abutmentschraube, steril Material Titanlegierung	C2267.3310	3.3 mm	1.0 mm		
		C2267.3320		2.0 mm		
		C2267.3330		3.0 mm		
		C2267.3340		4.0 mm		
		C2267.3810	3.8 mm	1.0 mm		
		C2267.3820		2.0 mm		
		C2267.3830		3.0 mm		
		C2267.3840		4.0 mm		
		C2267.4310	4.3 mm	1.0 mm		
		C2267.4320		2.0 mm		
		C2267.4330		3.0 mm		
		C2267.4340		4.0 mm		
		C2267.5010	5.0 mm	1.0 mm		
		C2267.5020		2.0 mm		
		C2267.5030		3.0 mm		
		C2267.5040		4.0 mm		
	CONELOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ A inkl. Abutmentschraube, steril Material Titanlegierung	C2268.3310	3.3 mm	1.0 mm		
		C2268.3320		2.0 mm		
		C2268.3330		3.0 mm		
		C2268.3810		3.8 mm	1.0 mm	
		C2268.3820	2.0 mm			
		C2268.3830	3.0 mm			
		C2268.4310	4.3 mm		1.0 mm	
		C2268.4320		2.0 mm		
		C2268.4330		3.0 mm		
		C2268.5010		5.0 mm	1.0 mm	
		C2268.5020	2.0 mm			
		C2268.5030	3.0 mm			
			CONELOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ B inkl. Abutmentschraube, steril Material Titanlegierung		C2269.3310	3.3 mm
				C2269.3320	2.0 mm	
				C2269.3330	3.0 mm	
				C2269.3810	3.8 mm	
C2269.3820	2.0 mm					
C2269.3830	3.0 mm					
C2269.4310	4.3 mm			1.0 mm		
C2269.4320				2.0 mm		
C2269.4330				3.0 mm		
C2269.5010				5.0 mm	1.0 mm	
C2269.5020	2.0 mm					
C2269.5030	3.0 mm					

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH
	CONELOG® Multi-unit Abutment, gerade steril Material Titanlegierung	C2264.3310	3.3 mm	1.0 mm
		C2264.3320		2.0 mm
		C2264.3330		3.0 mm
		C2264.3340		4.0 mm
		C2264.3810	3.8 mm	1.0 mm
		C2264.3820		2.0 mm
		C2264.3830		3.0 mm
		C2264.3840		4.0 mm
		C2264.4310	4.3 mm	1.0 mm
		C2264.4320		2.0 mm
		C2264.4330		3.0 mm
		C2264.4340		4.0 mm
		C2264.5010	5.0 mm	1.0 mm
		C2264.5020		2.0 mm
		C2264.5030		3.0 mm
		C2264.5040		4.0 mm

Try-ins Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	CONELOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ A Material Titanlegierung	C3566.3300	3.3 mm
		C3566.4300	3.8 mm
			4.3 mm
		C3566.5000	5.0 mm
	CONELOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ B Material Titanlegierung	C3567.3300	3.3 mm
		C3567.4300	3.8 mm
		C3567.5000	5.0 mm
	CONELOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ A Material Titanlegierung	C3568.3300	3.3 mm
		C3568.4300	3.8 mm
		C3568.5000	5.0 mm
	CONELOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ B Material Titanlegierung	C3569.3300	3.3 mm
		C3569.4300	3.8 mm
		C3569.5000	5.0 mm
	CONELOG® Multi-unit Abutment Try-in, gerade Material Titanlegierung	C3564.3300	3.3 mm
		C3564.4300	3.8 mm
		C3564.5000	5.0 mm





Produktdetails

Accessoires Neu

	Artikel	Menge	Art.-Nr.	Dimension
	Eindrehinstrument für gerade Multi-unit Abutments mit ISO-Schaft für Winkelstück Material Stahl rostfrei	1	PXMUHAH	Länge 20 mm
	Heilkappe für Multi-unit Abutment Material Titanlegierung	1	PXMUCC	Höhe 3.9 mm
	Heilkappe für Multi-unit Abutment, wide body Material PEEK/Titanlegierung	2	PXMUCCC	Höhe 5.1 mm
	Abformkappe für Multi-unit Abutment, offener Löffel inkl. Halteschraube blau anodisiert Material Titanlegierung	1	PXMUDPC	Höhe 8.9 mm
	Abformkappe für Multi-unit Abutment, geschlossener Löffel Material Titanlegierung	1	PXMUIC	Länge 8 mm
	Titan Scanbody für Multi-unit Abutment Material Titanlegierung	1	PXMUTSB	
	Laboranalog für Multi-unit Abutment für gegossene Modelle Material Titanlegierung	1	PXMUAR	
	Multi-unit Implantatanalog für gedruckte und gegossene Modelle Material Stahl rostfrei	1	J3026.4800	
	Titankappe für Multi-unit Abutment inkl. Prothetikschaube, regulär, blau anodisiert Material Titanlegierung	1	PXMUTC	
	Titankappe für Multi-unit Abutment, kurz inkl. Prothetikschaube, kurz, blau anodisiert Material Titanlegierung	1	PXMUTCS	




Hinweis

Weitere Zubehörteile sind dem aktuellen CONELOG® Produktkatalog zu entnehmen.

	Artikel	Menge	Art.-Nr.	Dimension
	Kunststoffbasis für Multi-unit Abutment, ausbrennbar inkl. Prothetikschaube, regulär, blau anodisiert Material Delrin	1	PXMUPC	
	Titanklebebasis mit Kunststoffhülse, ausbrennbar, Passive-Fit, für Multi-unit Abutment inkl. zwei Prothetikschauben, regulär und lang, blau anodisiert Material Titanlegierung/Delrin	1	PXMUPFC	
	Goldbasis für Multi-unit Abutment, angießbar inkl. Prothetikschaube, regulär, blau anodisiert Material angussfähige Goldlegierung/Delrin	1	PXMUGC	
	ODSecure® Aufsatz für Multi-unit Abutment* Material Titanlegierung	1	J2273.4801	Ø 4.8 mm
	Polierschutz für Multi-unit Kappen und Basen Material Titanlegierung	5	PXMUPA	

* voraussichtlich verfügbar ab Juli 2025

Schrauben Neu

	Artikel	Menge	Größe	Art.-Nr.	Gewinde
	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment Hex, blau anodisiert, auch für Passive-Fit Material Titanlegierung	1	kurz	PXMUPSS1	M1.4
		5		PXMUPSS	
		1	regulär	PXMUPSR1	
		5		PXMUPSR	
		5	lang	PXMUPSL	

Distributor Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Distributor Österreich

ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Distributor Schweiz

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +800 028 000 00 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch
eshop.camlog.ch

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

CONOLOG® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH. ODSecure® ist eine eingetragene Marke von BioHorizons.
Hersteller CONOLOG® Multi-unit Abutments: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Hersteller Zubehör: BioHorizons | 2300 Riverchase Center | Birmingham, AL 35244 | USA