

DEDICAM[®]
PROSTHETICS

DA PASST EINFACH ALLES.

ENTDECKEN SIE DEDICAM – DIE INDIVIDUELLE CAD/CAM-PROTHETIK VON CAMLOG.



a perfect fit™

camlog

ALLES AUS EINER HAND.




Einfach den QR-Code
mit Ihrem Smartphone
scannen und den
DEDICAM Film ansehen.

SO EINFACH GEHT CAD/CAM MIT CAMLOG

Die Zukunft der Dentalbranche ist digital. CAD/CAM-gefertigte Konstruktionen und die digitale Prozesskette bergen große Chancen in einem dynamischen Markt.

In DEDICAM haben Sie einen kompetenten, zuverlässigen Partner für CAD/CAM-Prothetik in gewohnter CAMLOG Qualität. Persönliche Betreuung sowie ein bis ins Detail optimierter Prozess gewährleisten eine hohe Ergebnis-sicherheit bei größtmöglicher individueller Freiheit. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten und starten Sie mit DEDICAM in Ihre digitale Zukunft.



IMPLANTATPROTHETIK



PROTHETIK

+ KOMFORTGEWINN

+ HOHE SICHERHEIT

+ ZEITERSPARNIS

+ TOP-QUALITÄT

+ WENIG AUFWAND

+ FEHLERREDUKTION

+ FLEXIBILITÄT

+ WIRTSCHAFTLICHKEIT

ALLES BESTENS.

DEDICAM[®]
PROSTHETICS

SONDERANFERTIGUNGEN

GEWOHNTE TOP-QUALITÄT VON CAMLOG

DEDICAM Produkte überzeugen durch CAMLOG Qualität – und werden schnell und zuverlässig zu Ihnen ins Labor geliefert. Wir stellen uns auf Sie und Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen ein. Überzeugen Sie sich selbst.

HERVORRAGENDE ERGEBNISSE ALS STANDARD

- Prüfung der Konstruktion durch Zahntechniker und Zahntechnikermeister mit CAD-Erfahrung
- Fertigung auf Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen für höchstmögliche Bearbeitungsgenauigkeit und Oberflächenqualität
- Ständige Kontrolle und lückenlose Überwachung aller Fertigungsschritte
- Einsatz validierter Materialparameter
- Alle Produkte als Sonderanfertigung nach MPG



ALLES MÖGLICH.

BREITES PRODUKT- UND LEISTUNGSSPEKTRUM

Ob implantat- oder zahngetragene Prothetik: Bei DEDICAM finden Sie ein Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Neben den Implantatsystemen von CAMLOG bieten wir Ihnen auch implantatprothetische Strukturen für Systeme anderer Anbieter an. Und weitere Neuheiten sind bereits in der Entwicklung.

ÜBERSICHT PRODUKTANGEBOT

DEDICAM IMPLANTATPROTHETIK

- Individuelle Abutments und Gingivaformer
- Mesostrukturen für Klebebasen
- Krone für Titanklebebasis (Suprastruktur)
- Direkt verschraubte Brücken und Stege
- Stege und Brücken auf Aufbauten
- Implantatprothetik für Systeme anderer Anbieter

DEDICAM PROTHETIK

- Inlays, Onlays und Teilkronen
- Veneers
- Kronen und vollanatomische Brücken
- Gerüste für Kronen und Brücken
- Doppelkronen Primär- und Sekundärstrukturen



ALLES INKLUSIVE.

VORBILDICHE BETREUUNG VON ANFANG AN

Mit DEDICAM sind Sie immer auf der sicheren Seite. Unsere kompetenten Mitarbeiter gewährleisten einen proaktiven Rundum-Service über alle Prozessphasen hinweg – von der Registrierung über die Einrichtung der CAD-Bibliotheken bis zur Designgenerierung. So wie es sein sollte.

UMFANGREICHER UND VIELSEITIGER SUPPORT

- **Einstellung des Internet Explorers**
- **Import der CAD-Bibliotheken**
- **Einrichtung der Ausgabeformate**
- **Support beim Anlegen des Auftrags**
- **Support bei der Designgenerierung**
- **Schulungen**
- **und vieles mehr**



ALLES EFFIZIENT.

DIE DEDICAM FERTIGUNGSDIENSTLEISTUNG

Nach der Konstruktion senden Sie die STL-Datei über das Orderportal oder die 3Shape Inbox an DEDICAM. Wir verarbeiten offene STL-Dateien der CAD-Software von 3Shape, exocad und Dental Wings. Ihre Daten werden geprüft und – sofern alles in Ordnung ist – in die Fertigung eingespielt. Aus einer Vielzahl hochwertiger Metalle, Keramiken und Kunststoffe entsteht jetzt in hoher Präzision auf industriellen Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen Ihre individuelle Konstruktion. Und schon nach kurzer Zeit haben Sie die fertigen Halbzeuge in der Hand. Durch das File Splitting können Abutments und Kronen bzw. Kronengerüste in einem Arbeitsschritt konstruiert und gefertigt werden.



ALLES EINFACH.

DER DEDICAM SCAN & DESIGN SERVICE

Ihre Arbeitsunterlagen werden bei uns durch spezialisierte Zahntechniker gescannt. Auf dieser Basis erstellen wir eine CAD-Konstruktion nach Ihrer Planung. Sie profitieren von einer digital designten und computergestützten Fertigung und können Ihren Kunden dadurch ein Portfolio in einer großen Materialvielfalt anbieten. Für die komfortable logistische Abwicklung können Sie unseren Abholservice nutzen.



3D-SCAN



CAMLOG ist Authorized Milling Partner der Ivoclar Vivadent AG.



Hier erfahren Sie mehr über DEDICAM.

STARTEN SIE MIT DEDICAM IN IHRE DIGITALE ZUKUNFT.

**DAS DEDICAM TEAM BERÄT SIE GERN.
TELEFON 0043 (0)5572 372341.**

Alltec Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn - Austria
info@alltecdental.at

**IMPRESSUM
DATENSCHUTZ**